


Ihre Vorteile bei der Zahntechnik Peter Töllner

- ✓ Bis zu 5 Jahre Garantie
- ✓ Vom deutschen TÜV zertifiziert (DIN ISO 9001)
- ✓ Verwendung CE-geprüfter Materialien
- ✓ Zahnersatz-Teilzahlung
- ✓ Verarbeitung nach deutschem Qualitätsstandard
- ✓ Persönliche und individuelle Beratung
- ✓ Nacht-Reparaturdienst
- ✓ Wochenend- Notreparaturdienst
- ✓ Gerne fertigen wir Ihnen ein individuelles und unverbindliches Angebot



Gerne berät Sie unsere Mitarbeiterin:
Marion Möhlenbrock
 Sekretariat
 (Zahnmedizinische Fachangestellte)

 **04 41 / 60 85 85**

Oder besuchen Sie uns im Internet unter:

www.zpt-dental.de

*Bleiben Sie
Gesund im Mund*

Ihr nächster Behandlungstermin ist am:

| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|-----------|-------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Falls Sie einen der oben angegebenen Termine nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, diesen spätestens 2 Tage vorher abzusagen.

Notizen: _____

Praxis/Stempel



Zentrale: Gasweg 26 • 26135 Oldenburg
 Tel.: 04 41 / 60 85 85 • Fax 04 41 / 60 85 00
 info@zpt-dental.de • www.zpt-dental.de

Gökerstrasse 79a • 26384 Wilhelmshaven
 Tel.: 04421 / 33 112 • Fax 04421 / 33 113
 info@zpt-dental.de • www.zpt-dental.de

Patienten-Information!

Kombi Zahnersatz

Besser essen, besser lachen, besser leben



- Teleskop-Konstruktion
- Geschiebe- oder Anker-Konstruktion

Zahnersatz
aus
Deutschland





Der Kombi-Zahnersatz

Als kombinierten Zahnersatz bezeichnet man die Versorgung mit einem festsitzenden Anteil (z.B. Kronen oder Brücken) und einem daran verankerten herausnehmbaren Teil. Diese Konstruktion wird eingesetzt, wenn ein festsitzender Zahnersatz nicht mehr möglich ist.

Kombination aus festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz

Beim kombinierten Zahnersatz bietet sich eine Vielzahl von Lösungen an, wie z.B.:

Die Teleskop-Konstruktion

Bei Teleskop-Kronen erhalten beschliffene Zähne eine Metall-Krone, die aus 2 Teilen besteht. Die Innenkrone wird auf dem beschliffenen Zahn festgesetzt. Darauf sitzt die zahnfarbene verblendete Aussenkrone. Diese Aussenkrone ist fest mit dem herausnehmbaren Zahnersatz verbunden. Beide Kronen sind passgenau übereinander hergestellt, wie 2 Metallhülsen, die ineinander geschoben werden.

Mit Sicherheit schöner lachen

Geschiebe- oder Anker-Konstruktion

Bei dieser Konstruktionsart wird der herausnehmbare Zahnersatz mit feinmechanischen Verbindungselementen (Geschiebe, Anker) mit festsitzenden Kronen verbunden. Dieses kann zum Beispiel nach einem Druckknopf-Prinzip funktionieren.

Eine Alternative zum kombinierten Zahnersatz sind Implantate. Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt beraten.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt alle sechs Monate nach unserer professionellen Prothesenreinigung.

Informieren Sie sich über GoldGarant

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.zpt-dental.de

Zahnersatz mit Geschiebe



Zahnersatz mit Geschiebe



Zahnersatz, der mit sog. „Teleskopen“ (übereinandergeschobene Kronen) am Restgebiss befestigt wird.

